


# Radical-7<sup>®</sup> Pulse CO-Oximeter<sup>®</sup>

Mit Masimo rainbow SET™ Puls-CO-Oximetrie in einem vielseitigen, aufrüstbaren Monitor



## Pulsoximetrie



## Aufrüstbare Puls-CO-Oximetrie




## Akustische Überwachung



## Anpassbar an die jeweils erforderliche medizinische Überwachung

Drei Geräte in einem zur Verwendung als bettseitiges, handgehaltenes oder transportables Überwachungsgerät



# Merkmale

## Aufladbarer Akku

- 4-stündige Akku-Nutzungsdauer für eine erweiterte Überwachung mit dem Handgerät

## Vernetzungsoptionen

- Funkverbindung mit integrierter 802.11-Funk- und Bluetooth-Funktion\*

## Intuitive Benutzeroberfläche

- Leichte Navigation und Konfiguration von Einstellungen mit der hochauflösenden Multi-Touch-Anzeige



## Elektronische Aufzeichnung

- Automatisierte Dokumentation von Patientendaten mit Patient SafetyNet™ oder Iris Gateway™ zur Verbindung mit einem klinischen EPA-System

## Plethysmographische Kurve

- Hochauflösende plethysmographische Kurve und optionale RRa-Kurve bieten eine Echtzeitdarstellung


## Automatisches Drehen der Anzeige

- Vielseitiger Bildschirm passt sich automatisch der Ausrichtung des Geräts an



## Nahtlose Aktualisierung auf Root®


- Andockbar auf der Patientenüberwachungs- und Konnektivitätsplattform Root




**Anpassbare Anzeige** zur Ansicht der Parameter höchster Priorität für Ihr klinisches Umfeld



Einfache Gesten zum Verschieben, Erweitern oder Reduzieren von **Parameter-trends** für eine eingehendere Analyse



Konfigurierbare Parameter- und Alarmeinstellungen je nach Patientenpopulation mit der Option zur Auswahl vorkonfigurierter **Patientenprofile**



Akustische und visuelle **Alarmer** zur schnellen Identifizierung der den Alarm auslösenden Parameter mit redundantem Lautsprechersystem

## Technische Daten des Radical-7

HANDGERÄT-AKKUS	PHYSISCHE MERKMALE
Typ ..... Lithium-Ionen	Abmessungen ..... 22,6 cm x 8,9 cm x 5,3 cm (8,9" x 3,5" x 2,1")
Kapazität (Nutzungsdauer des Akkus) ..... 4 Stunden <sup>1</sup>	Tischgerät ..... 8,9 cm x 26,7 cm x 19,6 cm (3,5" x 10,5" x 7,7")
Ladezeit ..... 3 Stunden	<b>GEWICHT</b>
<b>UMGEBUNGSBEDINGUNGEN</b>	Handgerät ..... 0,54 kg (1,2 lbs)
Betriebstemperatur ..... 0-50 °C (32-122 °F)	Dockstation (Modelle RDS-1, 2 und 3) ..... 1,14 kg (2,5 lbs)
Höhe über NN, bei Betrieb ..... 500 bis 1.060 mbar Druck	Tischgerät (Modelle RDS-1, 2 und 3) ..... 1,73 kg (3,8 lbs)

<sup>1</sup> Dies entspricht der ungefähren Laufzeit bei der niedrigsten Anzeigehelligkeit und bei ausgeschaltetem Pulston unter Verwendung eines vollständig aufgeladenen Akkus.  
\* Die Marke Patient SafetyNet wird unter Lizenz von University Health System Consortium verwendet.

RRp und ORi haben die CE-Kennzeichnung erhalten. Nicht in den USA erhältlich.

Zur professionellen Verwendung. Vollständige Verschreibungsinformationen einschließlich Indikationen, Gegenanzeigen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

**Masimo U.S.**  
Tel: 1 877 4 Masimo  
info-america@masimo.com

**Masimo International**  
Tel: +41 32 720 1111  
info-international@masimo.com

