

# Replica™

Patientenversorgung direkt in Ihrer Hand




Replica ist eine mobile Anwendung zur Ergänzung der Fernüberwachung und Alarmierung des Pflegepersonals für die kontinuierliche Ansicht von Überwachungsdaten von mehreren Patienten sowie die Ansicht und Reaktion auf Alarmer und Warnungen über ein Smartphone, unabhängig von dessen Standort.

- > Anzeigen von Daten (einschließlich Hi-Fi-Kurvenverlauf) von angeschlossenen Masimo- und Drittanbieter-Geräten nahezu in Echtzeit zur Unterstützung der Ärzte bei der effizienteren Versorgung mehrerer Patienten mithilfe zusätzlicher Fernüberwachung
- > Bidirektionale Benachrichtigungen über relevante Alarmer von Masimo- und Drittanbieter-Geräten werden an aktive Mobilgeräte gesendet, um diensthabende und verfügbare Ärzte durch eine intelligente Eskalation zu erreichen, die:
  - es Ärzten ermöglicht, Alarmer schnell zu akzeptieren oder weiterzuleiten, wodurch die klinische Zusammenarbeit verbessert wird
  - eine automatische Eskalation ermöglicht, um eine zeitnahe Reaktion sicherzustellen

# Intelligentes Patientendaten-Management

Angesichts der pro Arzt stetig steigenden Patientenquote kann der kontinuierlich auf einem Mobilgerät sichtbare Zustand mehrerer Patienten Ärzten beim effizienteren Patientenmanagement unterstützen

Der Zustand aller Patienten oder einer kleinen Untergruppe zugewiesener Patienten kann auf einem Gerät auf einen Blick kontrolliert werden



Der farbcodierte Alarmstatus ermöglicht Ärzten, die Versorgung schnell zu priorisieren, wodurch sich Abläufe verbessern lassen


Bis zu 96 Stunden an Verlaufsdaten ermöglichen Ärzten, Änderungen im Zustand eines Patienten entlang der Zeitachse zu überprüfen



# Intelligentes Alarmmanagement


Relevante Patientenalarme werden durch automatische Eskalation direkt an das Pflegepersonal gesendet, sodass Ärzte schneller und effizienter auf kritische Ereignisse reagieren können

Durch Pfeile ausgewiesene Eskalationsstufen helfen Ärzten, schnell vorrangig auf solche Patienten zu reagieren, die möglicherweise stärker ihre sofortige Aufmerksamkeit benötigen



Ärzte können eine Benachrichtigung schnell annehmen oder als sofortige Eskalation an den nächsten verfügbaren Arzt weiterleiten, wodurch sich eine zeitnahe Reaktion leichter koordinieren lässt

Eine detaillierte Zeitachse der Alarme, Ereignisse und Eingriffe kann Ärzten Verlauf oder Regression des Patientenzustands bereits vor dem Eintreffen am Patientenbett leicht vermitteln, wodurch sie mehr Zeit für die Ausarbeitung eines klinischen Plans gewinnen



# Spezifikationen

<b>SOFTWAREANFORDERUNGEN</b>	
Replica erfordert die Patient SafetyNet™* Serie.....	v5.5.X.X oder höher
Android OS .....	Mindestens Version 5.0 (Lollipop)
<b>BESTELLINFORMATIONEN</b>	
Replica-Software .....	Artikelnr. 9863

\* Die Marke PATIENT SAFETYNET wird unter Lizenz von University Health System Consortium verwendet.

Replica ist nicht für den Verkauf in Kanada lizenziert.

Zur professionellen Verwendung. Vollständige Verschreibungsinformationen einschließlich Indikationen, Gegenanzeigen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

**Masimo U.S.**  
Tel: 1 877 4 Masimo  
info-america@masimo.com

**Masimo International**  
Tel: +41 32 720 1111  
info-international@masimo.com

